

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แผ่น Screentape สำหรับวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม

1. เป็นแผ่น Screentape สำหรับวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 สามารถวิเคราะห์ขนาดของ DNA ที่มีขนาดตั้งแต่ 35 – 1,000 bp ได้
 - 2.2 มีความไวในการวิเคราะห์ DNA ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 5 pg/ μ L
 - 2.3 สามารถวิเคราะห์ปริมาณของ DNA ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 10 – 10,000 pg/ μ L ได้
 - 2.4 สามารถใช้กับชุดน้ำยา ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น High sensitivity D1000 และเครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 4200 TapeStation ได้
 - 2.5 ใช้สารละลายพันธุกรรมปริมาตร 2 ไมโครลิตร ในการวิเคราะห์
 - 2.6 น้ำยาใช้ได้สำหรับตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 112 ตัวอย่าง
3. มีแผ่น High sensitivity D1000 ScreenTape จำนวน 7 แผ่น
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลกหอย จ.
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ