

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
FumoniTest calibration standards

1. เป็นชุดสารละลายสำเร็จรูปมาตรฐานใช้ในการปรับเทียบเครื่อง Fluorometer เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ Fumonisin ในอาหารสัตว์
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วยสารละลาย 3 หลอด คือ หลอดสีแดง เป็นสารมาตรฐานที่ทราบค่า หลอดสีเขียวเป็นตัวปรับศูนย์ และหลอดสีเหลืองเป็นหลอดที่ทราบค่า Fumonisin บรรจุในกล่องทึบแสงมีวัสดุกันกระแทก
3. สามารถใช้กับเครื่อง Fluorometer ยี่ห้อ VICAM รุ่น series-4 หรือ series-4EX ได้
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของสินค้า lot ที่ส่งมอบแนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยั้งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ