

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Complement fixation test buffer

1. เป็นตัวทำละลายซีรัมและน้ำยาในการทดสอบโรค โดยวิธี complement fixation test
2. มีส่วนประกอบเป็น Calcium-magnesium hepes buffer ที่มี NaCl โดยมีความเข้มข้น 20X
3. ใช้งานโดยการเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร/ขวด และมีค่า pH อยู่ในช่วง 7.1-7.4
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพ (Quality control data sheet) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า

และจะต้องเป็น batch การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ

5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา อีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ