

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Glycerol mounting medium

1. เป็นน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับเป็นตัวกลางในการยัดติดระหว่างแผ่นสไลด์เนื้อเยื่อกับกระจกปิดสไลด์ในงานด้าน Immunohistochemistry
2. ใช้กับ chromogens เช่น AEC ซึ่งละลายใน organic solvent
3. สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสได้
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 บรรจุในภาชนะทึบแสง ที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.3 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ