

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dourine complement fixation (CF) test antigen


1. เป็นแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ *Trypanosoma equiperdum* โดยวิธี complement fixation test
2. ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร
3. สามารถตรวจตัวอย่างได้ 50 tests/vial
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)


.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)


.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


.....กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมCHANANT)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ