




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Nickel, standard solution for ICP

1. เป็นสารละลายมาตรฐาน Nickel (Ni) สำหรับเครื่อง Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP)
2. มีความเข้มข้นของ Nickel อยู่ในช่วง $1000 \pm 10 \mu\text{g/mL}$
3. ละลายอยู่ในสารละลายกรดไนตริก
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 สามารถสับย่อนกลับได้ถึง NIST
 - 4.3 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.4 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.5 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญ์ ชีระพันธ์)

 กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

 กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี)

 กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

 กรรมการ
(นางนภาพร วัดเดสล์)


 กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

 กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ