

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่อง ICP

1. เป็นน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP หรืองานวิเคราะห์ ultratrace
2. มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 18.02 g/mol
3. มีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อน ดังนี้

Cadmium	ไม่เกิน 50 ppt
Chromium	ไม่เกิน 50 ppt
Nickel	ไม่เกิน 50 ppt
Lead	ไม่เกิน 50 ppt
Copper	ไม่เกิน 100 ppt
Zinc	ไม่เกิน 500 ppt
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมี (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.4 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนภาพร วัดเตลล์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ