

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Reaction rotor for Automated

1. เป็น rotor สำหรับทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำยาและสิ่งส่งตรวจเพื่อวัดค่าการดูดกลืนแสง
2. ทำจากพลาสติกใสเคลือบด้วยสาร metacrylate เพื่อลดการเกาะติดของสิ่งส่งตรวจกับ cuvette
3. มีช่องสำหรับใส่สารจำนวน 120 ช่อง และมี light path length ขนาด 6 มิลลิเมตร
4. สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติยี่ห้อ BioSystems ที่มีอยู่เดิมได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์) ประธานกรรมการ

.....
(นายเจษฎา รัตโนภาส) กรรมการ

.....
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ) กรรมการ

.....
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี) กรรมการ

.....
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์) กรรมการ

.....
(นางสาวพนม ไสยจิตร) กรรมการ

.....
(นางรัชนิกร วิหุรพงศ์) กรรมการและเลขานุการ

.....
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ