

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
8-strip rod cover สำหรับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ

1. เป็นแท่งพลาสติก สำหรับสวมครอบอุปกรณ์ของเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบ Magnetic Bead เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Rod cover)
2. มีลักษณะเป็นแท่งจำนวน 8 แท่งใน 1 แถว (8-strip)
3. สามารถใช้กับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติยี่ห้อ Indical รุ่น IndiMag 2 และ IndiMag 48s
4. ขนาดบรรจุ 84 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง ใช้สกัดตัวอย่างได้ทั้งหมด 672 ตัวอย่าง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิกขญา ชีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนภาพร วัดเตลล์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ