

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
8-Sample Blocks สำหรับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ

1. เป็น Block พลาสติก สำหรับใส่ตัวอย่างและน้ำยา ที่ใช้สกัดตัวอย่างด้วยเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบ Magnetic Bead
2. Block มีจำนวน 32 ช่อง ใช้สำหรับสกัดสารพันธุกรรมได้ 8 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างมีช่องสำหรับใส่ตัวอย่างและน้ำยาจำนวน 4 ช่อง
3. สามารถใช้กับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติยี่ห้อ Indical รุ่น IndiMag 2 และ IndiMag 48S
4. ขนาดบรรจุ 70 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง ใช้สกัดตัวอย่างได้ทั้งหมด 560 ตัวอย่าง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ

(นางนวพร วัดเตลล์)

.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนีกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ